



CATÁLOGO
14/15

Refrigerantes

Agujas

Jeringas y accesorios

Productos medicados y hemostáticos

agujas

refrigerantes y productos medicados

Refrigerantes



PHARMAETYL SEPTODONT

Crioanestésico local y test de vitalidad pulpar. Con sabor a menta. No tóxico. Para el test de vitalidad pulpar debe utilizarse aplicándolo sobre un algodón, nunca directamente. Spray 210gr.

SE15004 **37,90 €**



ENDO-ICE F HYGENIC

Nuevo spray refrigerante para diagnóstico en el test de vitalidad pulpar. Aplicación sobre pellet de algodón. Sin olor. Con una temperatura de -50°C. No utilizar como crioanestesia. Spray 200 ml.

HY15002 **30,92 €**



FRILJECT PIERRE ROLAND

Crio-anestésico local de contacto. Frasco presurizado. Frasco 200 gr.

PI15002 **25,49 €**



SPRAY ICE MONOART EURONDA

Refrigerante ecológico utilizable en diversas aplicaciones: test de vitalidad pulpar, enfriar materiales de impresión o pellets y aplicación en endodoncia para enfriar puntas de papel y gutapercha. Spray 200 ml.

EU15002 **8,47 €**



PELE TIM VOCO

Pellets fabricados en material sintético. Para utilizar en los test de vitalidad pulpar y otros medicamentos.

Bote 3.000 unidades, N° 0 mini Ø 3 mm.
VO31029 **27,70 €**

Bote 3.000 unidades, N° 1 pequeño Ø 4 mm.
VO31030 **24,80 €**

Bote 1.000 unidades, N° 2 pequeño Ø 5 mm.
VO31031 **21,00 €**

Bote 500 unidades, N° 3 pequeño Ø 8 mm.
VO31032 **21,00 €**

Refrigerantes



INSTANT ICE MONOART EURONDA

Bolsas para obtener hielo seco al instante por presión. Para todos los casos donde se precise una rápida aplicación de frío: extracciones, cirugías, contusiones, traumatismos, etc. No necesita frigorífico. Caja 24 unidades.

EU15501 **13,37 €**

HIELO INSTANTÁNEO MEDICALINE

Bolsas de TNT para obtener hielo seco al instante por presión siempre que se precise una rápida aplicación de frío: extracciones, cirugías, contusiones, traumatismos, etc. No necesita frigorífico. Tamaño 185 x 145 mm. Caja de 24 unidades.

ML15501 **12,87 €**



Agujas

AGUJAS SOPIRA CARPULE HERAEUS ZULKER

Agujas estériles monouso, individuales, cono plástico, doble bisel. Esterilizadas con rayos Gamma. Caja 100 unidades.

HK31523	27G larga 0,4 x 38 mm	18,65 €
HK31524	27G corta 0,4 x 25 mm	
HK31525	30G corta 0,3 x 25 mm	
HK31526	30G xcorta 0,3 x 12 mm	



AGUJAS TERUMO TERUMO

Agujas estériles monouso, triple bisel con indicador de posición del bisel. Cono plástico. Caja 100 unidades.

TE31523	27G larga 0,4 x 35 mm	13,32 €
TE31524	27G corta 0,4 x 21 mm	
TE31525	30G corta 0,3 x 21 mm	
TE31526	30G xcorta 0,3 x 16 mm	



Agujas

AGUJAS LI-DENTECH

Agujas estériles monouso con borde de recorte redondeado para proteger la encía. Triple bisel para una fácil penetración. Revestimiento de silicona que reduce substancialmente el dolor y el trauma de la encía. Caja de 100 unidades.

VE31523	27G larga 0,4 x 38 mm	8,10 €
VE31524	27G corta 0,4 x 25 mm	
VE31525	30G corta 0,3 x 25 mm	
VE31526	30G xcorta 0,3 x 12 mm	

AGUJAS OCTOPLUS CLARBEN

Agujas estériles monouso, doble biselado. Precinto unitario. Cono plástico. Caja de 100 unidades.

CL31523	27G larga 0,4 x 38 mm	11,28 €
CL31525	30G corta 0,3 x 25 mm	
CL31526	30G xcorta 0,3 x 16 mm	

ULTRA SAFETY PLUS SEPTODONT

Dispositivo para la prevención de lesiones por pinchazo de agujas en la administración rutinaria de anestésicos locales. Jeringa con sistema de aspiración automática, estéril y desechable. No requiere apar nuevamente, cumple con las pautas del Consejo General de Odontólogos. Dispone de indicador de visiel para orientar el bisel hacia el hueso. Funda transparente que permite visualizar la aspiración. Caja 100 jeringas con agujas esteriles.

SE31523	27G 35 0,4 x 35 mm	30,45 €
---------	--------------------	----------------

Jeringas y accesorios

JERINGA 1950 CARL MARTIN

Jeringa para ampollas con ganchos de aspiración y aspiración automática. Con anillo posterior.

CM44710	78,70 €
---------	----------------



JERINGA SOPIRA CARPULE HERAEUS ZULKER

Jeringa con aspiración manual de doble gancho. Anillo posterior e índice.

HK44710	65,25 €
---------	----------------



JERINGA 1954 PERIOJECT CARL MARTIN

Jeringa para anestesia intraligamentosa. Con cada carrera del émbolo se inyectan únicamente 0,06 ml. de anestésico. Su utilización presenta claras ventajas para el paciente con una supresión rápida y no agresiva del dolor, reduce el riesgo de hematomas en los tejidos blandos y no produce sensación de entumecimiento en la anatomía adyacente. La dosis absorbida de anestésico y su duración (30-40 minutos) es baja, asegurando su empleo en pacientes de riesgo.

CM44712	235,08 €
---------	-----------------



JERINGA CITOJET HERAEUS KULZER

Jeringa para anestesia intraligamentosa. Altamente precisa en la dosificación del líquido anestésico (0,06 ml. por presión). Fuerza de 100 gr./cm. cuadrado.

HK44712	428,15 €
---------	-----------------



**EUCALIPTOL DENTAFLUX**

Disolvente de gutapercha. Frasco 20 ml.

DF18002 **8,57 €****EUGENOL DENTAFLUX**

Líquido utilizado junto con el óxido de zinc para restauraciones provisionales y como sellador para endodoncia. Frasco 20 ml.

DF18004 **7,62 €****ENDOPEROX SEPTODONT**

Peróxido de hidrogeno urea en polvo, para blanqueamiento de dientes no vitales. Mezcla con glicerina. Frasco 5 gr.

SE18010 **47,85 €****ENDOSOLV R SEPTODONT**

Para desobturación de canales radiculares. Ayuda a disolver resinas (R). Frasco 13 ml.

SE18014 **31,65 €****ENDOMETHASONE C SEPTODONT**

Obturación de los canales radiculares, antiséptico. No irritante ni reabsorbible. Frasco 14 gr.

SE18016 **48,35 €****GELITASPON SEPTODONT**

Esponja gelatinosa, hemostática, aséptica, absorbente y absorbible. De gran utilidad en la cavidad alveolar tras la extracción dental. No provoca reacción adversa o hipersensibilidad. Puede utilizarse en combinación de antibióticos u otros medicamentos sin reducir su capacidad hemostática. Esponjas de 10 x 10 x10 mm. envasadas individualmente.

VA17502 **25,53 €****OCTOLAGEN CLARBEN**

Esponja hemostática de colágeno hidrolizado. Presenta una acción hemostática cicatrizante y es completamente reabsorbible por el organismo. Esponjas de 10 x 10 x10 mm. envasadas individualmente. Caja 40 unidades.

CL17502 **40,43 €****OSTIM HEAREUS KULZER**

Material de sustitución ósea osteoconductor de carácter reabsorbible y enteramente sintético, hecho de hidroxilapatita nanoparticulada. En su composición química y su estructura cristalina corresponden en lo esencial a los componentes de fosfato de calcio natural. No contiene ningún agente de conservación y está libre de sustancias de origen biológico (animales o humanas). Permanece localmente en el tejido óseo hasta su reabsorción. Entre sus indicaciones principales el rellenado y reconstrucción de defectos óseos en el entorno bucal, maxilar y facial, como el relleno de defectos de hueso intraoral, cistectomías, resecciones de puntas de raíz y extracciones. Rellenado de defectos paradontales. Aumento en el campo de los apéndices alveolares y de la cavidad maxilar.

Envase 2 Jeringas x 2 gr.

HK18504 **490,00 €**

Envase PLT 5 x 0,25 gr.

HK18502 **395,00 €**