



CATÁLOGO  
14/15

Pins y accesorios  
Fibras de vidrio  
Postes calcinables  
Postes de carbono  
Postes de fibra  
Postes de acero y titanio

pins & postes

## Pins y accesorios

### PINS LINK PLUS WHALEDENT

Pins retentivos fabricados en acero inoxidable. Nuevo diseño con cabezal en forma de llama y color dorado con un rosca reforzada para una mayor retención y mejor inserción. Con freno en el cuello y corte de pin automático. Cuatro tamaños con código de color y sus correspondientes drills para limitar la profundidad.



EL-511 Minikin rojo, 0,425. 20 unidades simples + drill K91

WA68705 **152,05 €**

EL-721 Minin plateado, 0,525 mm. 24 unidades simples + drill K92 + roscador de mano

WA68706 **124,91 €**

EL-731 Minin plateado, 0,525 mm. 24 unidades dobles + 2 drills K92 + roscador de mano

WA68707 **167,20 €**

EL-732 Minin plateado, 0,525mm. 60 unidades dobles

WA68708 **288,69 €**

EL-741 Regular dorado, 0,675 mm. 24 unidades simples + drill K96 + roscador de mano

WA68709 **124,91 €**

EL-751 Regular dorado, 0,675 mm. 24 unidades dobles + 2 drills K96 + roscador de mano

WA68710 **167,20 €**

DRILL PARA PINS, caja de 6 unidades

WA68715 K91 para Minikin rojo **83,54 €**

WA68716 K92 para Minikin plateado

WA68717 K96 para Regular dorado

### PINS STABILOCK FAIRFAX DENTAL

En acero o titanio con amplio cabezal retentivo. Colocación mediante el contra-ángulo del micromotor.



TITANIO 0,6 amarillo

VA68730 20 unidades + 1 drill **33,65 €**

VA68731 100 unidades + 5 drill **145,35 €**

TITANIO 0,76 naranja

VA68732 20 unidades + 1 drill **33,98 €**

VA68733 100 unidades + 5 drill **145,35 €**

ACERO 0,6 azul

VA68734 20 unidades + 1 drill **33,35 €**

VA68735 100 unidades + 5 drill **145,67 €**

ACERO 0,76 verde

VA68736 20 unidades + 1 drill **33,00 €**

VA68737 100 unidades + 5 drill **134,22 €**

## Fibras de vidrio



### GRANDTEC VOCCO

Tiras de fibra de vidrio impregnadas con resina para el uso en técnicas adhesivas odontológicas. Producto adicional para el refuerzo con composite/composite fluido en la traumatología, periodoncia, ortodoncia, odontología conservadora y prostodoncia.

Set prueba 1169

5 tiras 55 mm. + Grandio SO Heavy Flow A3 2 jeringas x 2 gr. + accesorios

VO97059 **251,20 €**

Reposición, 5 tiras 55 mm. 1168

VO97057 **220,70 €**



### EVERSTICK GC

Es una fibra de refuerzo fabricada de fibras de vidrio que añade resistencia a los composites

C&B. Para puentes de composite mínimamente invasivos reforzados con fibra.

Puentes de fijación superficial, puentes inlay y onlay, puentes de laboratorio, puentes híbridos y puentes provisionales.

GC68907 Contiene: 2x12 reposiciones. **223,70 €**

GC68908 Contiene: 1x8 reposiciones. **83,80 €**

ORTHO. Para uniones estéticas. Para uniones ortodónticas sin metal, agradables para el paciente.

GC68904 Contiene: 2x12 reposiciones. **191,00 €**

PERIO. Ferulización agradable para el paciente. Férula periodontal combinada y puente de sujeción superficial, Ferulización periodontal.

GC68905 Contiene: 2x12 reposiciones. **209,40 €**

GC68906 Contiene: 1x8 reposiciones. **77,50 €**



## Postes calcinables

### UNICLIP MAILLEFER

Espigas calcinables de 1 mm de diámetro, en tres longitudes y dos tipos de cabeza. Tienen la misma medida y utilizan las mismas brocas que los postes Unimetric. Incorporan código de color.

ESTUCHE INTRO C226U. 120 espigas calcinables surtidas (20 por tamaño) + 3 brocas penetración + 3 brocas de precisión + 1 broca de calibración universal + mandril

MA68101 **123,50 €**

Reposición 100 unidades

MA68104 Blanco C215U 108 **61,60 €**

MA68105 Amarillo C215U 208

MA68106 Rojo C215U 308

MA68107 Azul C215U 110

MA68108 Verde C215U 210

MA68109 Negro C215U 3100



## Postes calcinalbes

### ESPIGAS MOOSER MAILLEFER

Espigas calcinables normalizadas en diámetros de 0,8 y 1 mm.

ESTUCHE INTRO C0243. 50 espigas 0,8 mm. + 50 espigas 1 mm. + 2 fresas auxiliares + 2 fresas Mooser + 2 fresas para acabado

MA68120 **115,40 €**

Reposición 100 unidades

MA68121 C0241 0,8 mm. **65,85 €**

MA68122 C0241 1,0 mm.

## Postes de carbono

### CARBOPOST ABRASIVE

Postes de fibra de carbono reforzados con resina epoxy. Forma cilíndrica. Biocompatible, con ausencia de electrocorrosión y desprendimiento de carga. Módulo de estabilidad similar a la dentina.

Reposición 10 Postes

MB68204 Blanco 1 mm. **40,99 €**

MB68205 Amarillo 1,2 mm.

MB68206 Rojo 1,4 mm.

MB68207 Azul 1,6 mm.

Reposición 1 Taladro

MB68210 Blanco 1 mm. **14,22 €**

MB68211 Amarillo 1,2 mm.

MB68212 Rojo 1,4 mm.

MB68213 Azul 1,6 mm.

## Postes de fibra

### PARAPOST FIBER-WHITE WHALEDENT

Mismo diseño que los ParaPost de acero y titanio pero fabricados en fibra de vidrio y composite. Antirotación, con diseño paralelo y pasivo, que protege la dentina y distribuye mejor las fuerzas funcionales. Traslúcido. Minimiza la posibilidad de transparencia en coronas sin estructura metálica. Color blanco.

Kit Intro PF-160. 10 postes surtidos en cuatro tamaños + 4 fresas

WA68330 **245,79 €**

Reposición 5 unidades

WA68334 PF161-4,5 **72,96 €**

WA68335 PF161-5

WA68336 PF161-5,5

WA68337 PF161-6

## Postes de fibra

### GRADIA CORE & FIBER POST GC

Sistema completo para la restauración estética de muñones y la cementación de espigas en una única sesión. Combina la cementación y la restauración de muñones en un solo producto con propiedades de manipulación ideales. Sistema seguro para los dientes basado en principios de mínima intervención. Buenas propiedades adhesivas con menos pasos. Sensibilidad similar a la dentina. Radiopacidad superior a la del esmalte. Cómodo sistema de dosificador y cartuchos.

GC Fiber Post Kit Surtido 400101

15 postes de fibra: 5 x (1,0 mm., 1,2 mm., 1,4 mm.) + 2 brocas (1,2 mm., 1,4 mm.)

GC68302 **262,41 €**

Reposición 10 postes

GC68320 1,0 mm. **131,27 €**

GC68321 1,2 mm.

GC68322 1,4 mm.

Reposición Broca, unidad

GC68325 1,2 mm. **36,46 €**

GC Gradia Core Kit 003651

Cartucho 10 ml. + Self Etching Bond (Líquido A 3 ml., Líquido B 1,5 ml.) + 20 puntas automix + 20 puntas endo + Dappen Dish + soporte para aplicador + accesorios

GC68381 **172,41 €**

GC Gradia Core Estuche Intro 900514

Cartucho 10 ml. + Self Etching Bond (Líquido A 3 ml., Líquido B 1,5 ml.) + 20 puntas automix + 20 puntas endo + Dapen Dish + soporte para aplicador + pistola dispensadora + accesorios

GC68380 **181,52 €**

Accesorios

Cramic primer líquido 2x2 ml.

GC89101 **102,53 €**

Self Etch Bond Líquido A 3 ml.

GC68383 **47,47 €**

Self Etch Bond Líquido B 1,5 ml.

GC68384 **53,42 €**

Pistola dispensadora 900511

GC68381-P **54,56 €**

### EASY POST MAILLEFER

Combinación de composite con matriz de resina epoxi reforzada con fibras de silicona enriquecidas con zirconio. Radio-opaco. Forma cónica para una buena adaptación a la anatomía del conducto radicular.

CO602-0,8 Set 0,8 mm.

24 espigas + 1 fresa Peeso + 2 fresas Easy Post

MA68360 **236,20 €**

CO602-1,0 Set 1,0 mm.

24 espigas + 1 fresa Peeso + 2 fresas Easy Post

MA68359 **236,20 €**





## Postes de fibra

### CORE & POST SYSTEM DENTSPLY

Sistema completo para la colocación, cementación de postes y reconstrucción de muñones. A las propiedades de los postes de fibra y los sistemas adhesivos de Dentsply se agrega un material fluido de curado dual, que nos permite usarlo tanto para la cementación de un poste como la reconstrucción de un muñón en un paso único. Los postes de fibra de vidrio poseen una elasticidad como la de la dentina. Orientadas en paralelo previenen fisuras y fracturas. Eliminación mínima de dentina en su aplicación de forma que mimetiza la anatomía del canal radicular. Superficie microporosa que garantiza una superficie máxima para una adhesión óptima del cemento. Radio-opacos. Alta translucidez. Disponible en 4 tamaños.

Kit Intro:  
15 X-Post (5 amarillo, 5 rojo, 3 azul, 2 verde) + jeringa conditioner 36 + 5 ml. XP-Bond + 1 frasco Self&Cure activador + 2 jeringas Core X-Flow + 6 fresas + accesorios

DT68302 **412,45 €**

Reposición Core X-Flow 4 jeringas x 4,75 gr. + 20 puntas mezcla

DT68303 **138,18 €**

Reposición Core X-Post, envase 5 unidades

DT68306 Nº 1 Amarillo **69,44 €**

DT68308 Nº 2 Rojo

DT68309 Nº 3 Azul

DT68310 Nº 4 Verde.



### RELIX FIBER POST 3M ESPE

Postes de fibra reforzados con resina epoxy. Forma cilindrocónica. Biocompatible, con ausencia de electrocorrosión y desprendimiento de carga. Módulo de estabilidad similar a la dentina.

Estuche Introducción 56868:  
15 postes (1, 2, 3) + 4 fresas (1, 2, 3, universal) + 20 puntas elongación + 20 cápsulas Relyx Unicem Aplicap surtidas (10 x A2 Universal, 6 x Traslúcida, 4 x OA3) + Activador Aplicap

3M68302 **327,32 €**

Estuche Introducción Postes 56860:  
15 postes surtidos (1, 2, 3) + 4 fresas surtidas (1, 2, 3, Universal) + 20 puntas elongación

3M68301 **262,78 €**

Reposición 10 postes + 10 puntas elongación

3M68306 Tamaño 1 amarillo 1,3 mm., 56861 **114,38 €**

3M68308 Tamaño 2 rojo 1,6 mm., 56862

3M68309 Tamaño 3 azul 1,9 mm., 56863

Reposición 1 fresa

3M68311 Tamaño 1 amarillo 1,3 mm., 56864 **20,02 €**

3M68313 Tamaño 2 rojo 1,6 mm., 56865

3M68314 Tamaño 3 azul 1,9 mm., 56866

3M68310 Tamaño universal, 56867

Accesorios: 10 puntas elongación Relyx Unicem Aplicap 77550

3M62174 **16,66 €**



## Postes de fibra

### POSTES ENDO POST GLASS MEDICALINE

Con forma cilíndrica y una ligera conicidad en la punta. Módulo de elasticidad similar a la dentina. Radiopacos. Ningún fenómeno de bimetalismo. Superficie rugosa para adhesión óptima del cemento dual.

Kit Intro: 18 postes (6 x 1,00 mm., 6 x 1,20 mm. 6 x 1,40 mm.) + 3 fresas (1,00 mm., 1,20 mm., 1,40 mm.)

ML68304 **113,32 €**

Reposición 12 postes

ML68305 1,00 mm. **46,37 €**

ML68306 1,20 mm.

ML68307 1,40 mm.

ML68308 1,60 mm.

Reposición 1 fresa perno

ML68310 1,00 mm. **14,60 €**

ML68311 1,20 mm.

ML68312 1,40 mm.

ML68313 1,60 mm.



### SNOWPOST ABRASIVE

Fabricado en fibra de sílice y dpp+MOR. Son fibras con las mismas características mecánicas que las del carbono, en color blanco y altamente radiopacas. Elasticidad igual a la dentina. Cilindrocónica con buen reparto de carga y estética. Compatible con los composites.

Reposición 10 postes

MB68305 Blanco 1 mm. **63,20 €**

MB68306 Amarillo 1,2 mm.

MB68307 Rojo 1,4 mm.

MB68308 Azul 1,6 mm.

Reposición 1 taladro

MB68210 Blanco 1 mm. **14,22 €**

MB68211 Amarillo 1,2 mm.

MB68212 Rojo 1,4 mm.

MB68213 Azul 1,6 mm.



## Postes de fibra

### SNOWLIGHT ABRASIVE

Poste de fibra de sílice, blanco traslúcido y transmisor de luz. Fotopo-limerizable en bloque. Radiopaco, elástico 49 Gpa. Resistencia 22 MPa. Disponibles en distintos diámetros.



Reposición 10 postes

MB68320	Blanco 1 mm.	<b>68,65 €</b>
MB68324	Azul 1,6 mm.	
MB68321	Amarillo 1,2 mm.	<b>67,60 €</b>
MB68322	Rojo 1,4 mm.	

Reposición 1 taladro

MB68210	Blanco 1 mm.	<b>14,22 €</b>
MB68211	Amarillo 1,2 mm.	
MB68212	Rojo 1,4 mm.	
MB68213	Azul 1,6 mm.	

### FRC POSTEC PLUS VIVADENT

Espigas radiculares fabricadas en composite reforzado con fibra de vidrio capaz de transmitir la luz. La matriz de polímero está constituida por dimetacrilato de uretano, trietilenglicol y dimetacrilato, dióxido de silicio altamente disperso y trifluoruro de iterbio. Las fibras están colocadas longitudinalmente en la dirección axial del poste. Altos valores de retención por su efectiva fementación adhesiva y duradero por su elasticidad similar a la dentina. Fácil de retirar. Disponible en tres tamaños.

Reposición postes

VI68619	Nº0	<b>59,25 €</b>
VI68616	Nº1	
VI68617	Nº3	

Reposición 20 postes

VI68621	Nº0	<b>210,00 €</b>
VI68618	Nº1	
VI68622	Nº3	

Reposición fresas, unidad

VI68632	Nº0	<b>21,90 €</b>
VI68633	Nº1	
VI68634	Nº3	



## Postes de fibra

### REBILDA POST VOCO

Forma cilíndrica con ligera conicidad en la punta(anatomía de la raíz). Módulo de Poste radicular de composite reforzado con fibra de vidrio. Radio-opaco y traslúcida, con comportamiento elástico similar a la dentina.

Kit Intro 1770: 15 postes surtidos + 3 fresas

VO68302	<b>229,40 €</b>
---------	-----------------

System Kit 1771: 15 postes surtidos + 3 fresas + 1 ensanchador + Ceramic Bond 5 ml. + Futurabond DC SD 15 unidades + Rebilda DC QuickMix dentina 1 jeringa 10 gr. + accesorios

VO68301	<b>400,80 €</b>
---------	-----------------

Reposición 5 postes

VO68305	Ø 1,0 mm. 1775	<b>63,80 €</b>
VO68306	Ø 1,2 mm. 1772	
VO68308	Ø 1,5 mm. 1773	
VO68309	Ø 2,0 mm. 1774	

Reposición 1 fresa

VO68310	Ø 1,0 mm. 1780	<b>21,20 €</b>
VO68311	Ø 1,2 mm. 1777	
VO68313	Ø 1,5 mm. 1778	
VO68314	Ø 2,0 mm. 1779	

Reposición 3 ensanchadores

VO68315	Ø 0,7 mm. 1769	<b>35,90 €</b>
---------	----------------	----------------



## Postes de acero y titanio

### PARAPOST XP EN ACERO WHALEDENT

Fabricados en acero inoxidable. Pernos con nuevo diseño de estrías de retención en forma de diamante. Proporcionan mayor resistencia a las fuerzas de rotación, mejora la evacuación del exceso de cemento, y ofrece una retención superior a las fuerzas de tensión. Es el sistema ideal para las situaciones de multi-raíz.

Estuche Intro P780 XP: 30 Pernos surtidos + 7 fresas (1 por tipo) + llaves

WA68420	<b>311,29 €</b>
---------	-----------------

Reposición 12 unidades

WA68424	EP744-3	marrón	<b>89,68 €</b>
WA68425	EP744-4	amarillo	
WA68426	EP744-4,5	azul	
WA68427	EP744-5	rojo	
WA68428	EP744-5,5	púrpura	
WA68429	EP744-6	negro	
WA68430	EP744-7	verde	





## Postes de acero y titanio

### PARAPOST XT WHALEDENT

Pernos de aleación de titanio con sistema de rosca discontinua, solamente en la parte coronaria, donde las paredes son más gruesas.

Estuche Intro P680-T XT: 25 Pernos surtidos + 6 fresas (1 por tipo) + llaves

WA68401 **384,40 €**

Reposición 10 unidades

WA68404	P683-3	marrón	<b>118,73 €</b>
WA68405	P684-4	amarillo	
WA68406	P684-4,5	azul	
WA68407	P685-5	rojo	
WA68408	P685-5,5	púrpura	
WA68409	P686-6	negro	



### PARAPOST XP EN TITANIO WHALADENT

Fabricados en aleación de titanio. Mayor resistencia a las fuerzas de rotación, mejora la evacuación del exceso de cemento, y ofrece una retención superior a las fuerzas de tensión. Sistema ideal para las situaciones de multi-raíz.

Estuche Intro P780-T XP: 30 Pernos surtidos + 7 fresas (1 por tipo) + llaves

WA68440 **311,29 €**

Reposición 12 unidades

WA68441	EP784-3	marrón	<b>89,68 €</b>
WA68442	EP784-4	amarillo	
WA68443	EP784-4,5	azul	
WA68444	EP784-5	rojo	
WA68445	EP784-5,5	púrpura	
WA68446	EP784-6	negro	



### FRESAS SISTEMA PARAPOST WHALEDENT

Fresas calibradas en longitud y diámetro para el sistema de pernos Parapost. Codificadas por colores. Punta con acabado no cortante que evita riesgos durante la perforación.

Caja 3 unidades (2 estrías)

WA68480	P42-3	marrón	<b>65,21 €</b>
WA68481	P42-4	amarillo	
WA68482	P42-4,5	azul	
WA68483	P42-5	rojo	
WA68484	P42-5,5	púrpura	
WA68485	P42-6	negro	
WA68486	P42-7	verde	

Caja 3 unidades (3 estrías)

WA68490	P623-3	marrón	<b>80,42 €</b>
WA68491	P624-4	amarillo	
WA68492	P624-4,5	azul	
WA68493	P625-5	rojo	
WA68494	P625-5,5	púrpura	
WA68495	P626-6	negro	



## Postes de acero y titanio

### PARAPOST XH EN TITANIO WHALADENT

Pernos fabricados en aleación de titanio con múltiples estrías para facilitar la evacuación del cemento sobrante. Doble cabeza retentiva.

Estuche Intro P880-T XH: 25 pernos surtidos + 7 fresas (1 por tipo) + llave

WA68460 **345,51 €**

Reposición 12 unidades.

WA68464	EP88-3	marrón	WA68464	EP88-5	rojo	<b>111,86 €</b>
WA68464	EP88-4	amarillo	WA68464	EP88-5,5	púrpura	
WA68464	EP88-4,5	azul	WA68464	EP88-6	negro	



### TST DENTATUS

Tornillos de titanio arenados para la reconstrucción de dientes endodonciados. Óptima unión a composites y sin reflejos.

Estuche Intro TST: 120 Tornillos surtidos

MB68638 **257,00 €**

Reposición 15 unidades. Cortos 7,8 mm

MB68657	∅ 1,05	S1	MB68643	∅ 1,50	S4	<b>24,50 €</b>
MB68653	∅ 1,20	S2	MB68654	∅ 1,65	S5	
MB68652	∅ 1,35	S3	MB68660	∅ 1,85	S6	

Reposición 15 unidades. Medios 9,3 mm

MB68655	∅ 1,05	M1	MB68645	∅ 1,50	M4	<b>24,50 €</b>
MB68640	∅ 1,20	M2	MB68656	∅ 1,65	M5	
MB68644	∅ 1,35	M3	MB68658	∅ 1,85	M6	

Reposición 15 unidades. Largos 11,8 mm

MB68641	∅ 1,05	L1	MB68647	∅ 1,50	L4	<b>24,50 €</b>
MB68642	∅ 1,20	L2	MB68659	∅ 1,65	L5	
MB68646	∅ 1,35	L3	MB68648	∅ 1,85	L6	

Reposición 15 unidades. Extra Largos 11,8 mm

MB68649	∅ 1,35	EL3	MB68651	∅ 1,65	EL5	<b>24,50 €</b>
MB68650	∅ 1,50	EL4	MB68661	∅ 1,85	EL6	

Reposición 15 unidades. Súper Largos 11,8 mm

MB68662	∅ 1,35	SL3	MB68663	∅ 1,65	SL5	<b>24,50 €</b>
---------	--------	-----	---------	--------	-----	----------------



### POSTES DE ACERO Y TITANIO DENTATUS

Tornillos de titanio arenados para la reconstrucción de dientes endodonciados. Óptima unión a composites y sin reflejos.

Estuche Intro TST: 120 Tornillos surtidos

MB68669 **199,50 €**

Reposición 15 unidades. Cortos 7,8 mm

MB68674	∅ 1,05	S1	MB68675	∅ 1,50	S4	<b>13,90 €</b>
MB68670	∅ 1,20	S2	MB68676	∅ 1,65	S5	
MB68671	∅ 1,35	S3	MB68689	∅ 1,85	S6	

Reposición 15 unidades. Medios 9,3 mm

MB68680	∅ 1,05	M1	MB68681	∅ 1,50	M4	<b>13,90 €</b>
MB68685	∅ 1,20	M2	MB68686	∅ 1,65	M5	
MB68672	∅ 1,35	M3	MB68688	∅ 1,85	M6	

Reposición 15 unidades. Largos 11,8 mm

MB68677	∅ 1,05	L1	MB68673	∅ 1,50	L4	<b>13,90 €</b>
MB68687	∅ 1,20	L2	MB68683	∅ 1,65	L5	
MB68682	∅ 1,35	L3	MB68684	∅ 1,85	L6	

Reposición 15 unidades. Extra Largos 11,8 mm

MB68678	∅ 1,50	EL4	MB68679	∅ 1,85	EL6	<b>13,90 €</b>
MB68690	∅ 1,65	EL5				



## Postes de acero y titanio

### RADIX ANKER MAILLEFER

Sistema de reconstrucción y anclaje. Constituido por una espiga cilíndrica con una rosca en su parte inferior. En su parte superior posee una cabeza con distintas láminas que la hacen muy retentiva. Incorpora dos ranuras longitudinales para la evacuación del cemento sobrante.

Estuche Intro Surtido 1-3 C195DT: 18 pernos + accesorios

MA68500 **326,45 €**

Set Integral N°1 C195CT 1: 12 pernos + accesorios

MA68501 **183,15 €**

Set Integral N°2 C195CT 2: 12 pernos + accesorios

MA68502 **183,15 €**

Set Integral N°3 C195CT 3: 12 pernos + accesorios

MA68503 **183,15 €**

Reposición 12 unidades C193T

MA68506 N°1 **125,95 €**

MA68507 N°2

MA68508 N°3

Fresa penetración, caja 6 unidades C0220

MA68512 N°1 amarilla **36,05 €**

MA68513 N°2 rojo

MA68514 N°3 azul

Fresa recisión, caja 6 unidades C02160

MA68517 N°1 amarilla **36,05 €**

MA68518 N°2 rojo

MA68519 N°3 azul



### RELYX UNICEM 2 CLICKER 3M ESPE

Cemento de resina universal autoadhesivo sin necesidad de pretratamiento para cimentaciones definitivas metal, metal-cerámica, cerámica completa, etc. Dispensado en clicker.

3M62277 A3 Opaco 11gr. 56876 **179,62 €**

3M62275 Traslúcido 11gr. 56874

3M62276 A2 Universal 11gr. 56875

## Postes de acero y titanio

### UNIMETRIC MAILLEFER

Sistema de espigas y accesorios para facilitar los trabajos de reconstrucción. Fabricados en aleación de titanio. Disponible en diámetros de 0,8 mm o 1,0 mm y en varias longitudes.

Estuche Intro 0,8 mm. C226T/08: 120 unidades surtidas + 8 fresas + accesorios

MA68530 **299,90 €**

Reposición 25 espigas 0,8 mm. C215T

MA68533 008 S **41,95 €**

MA68534 108 S

MA68535 108 L

MA68536 208 S

MA68537 208 L

MA68538 308 S

MA68539 308 L

Fresa de penetración 0,8 mm.6 unidades C0212

MA68545 008 **36,05 €**

MA68546 108

MA68547 208

MA68548 308

Fresa calibradora 0,8 mm.6 unidades C0213

MA68550 008 **36,05 €**

MA68551 108

MA68552 208

MA68553 308

Estuche Intro 1 mm. C226T/10: 120 unidades surtidas + 7 fresas + accesorios

MA68560 **245,50 €**

Reposición 25 espigas 1 mm. C215T

MA68563 110 S **41,95 €**

MA68564 110 L

MA68565 210 S

MA68566 210 L

MA68567 310 S

MA68568 310 L

Fresa de penetración 1 mm. 6 unidades C0212

MA68574 110 **36,05 €**

MA68575 210

MA68576 310

Fresa calibradora 1 mm. 6 unidades C0213

MA68579 110 **36,05 €**

MA68580 210

MA68581 310

Fresa pre-calibradora universal 6 unidades C0214

MA68584 **36,05 €**

