



Discos de pulido
Tiras de pulido
Pulidores

pulidores

Discos de pulido

DISCOS SOF-LEX 3M ESPE

Sistema de acabado y pulido para superficies de composite, resinas, amalgama, cerámica, metales preciosos y no preciosos. Material abrasivo a base de óxido de aluminio. Codificado por colores para identificar los distintos tamaños de grano y el soporte rígido o flexible. Disponible en 9,5 mm. y 12,7 mm. de diámetro.

ESTUCHE INTRO 2385 P

240 discos azul flexibles surtidos + 240 discos naranja rígidos surtidos + 45 tiras de pulido surtidas + mandril

3M28658 **180,04 €**

ESTUCHE INTRO 1980 240 discos azul flexibles surtidos + mandril

3M28660 **100,94 €**

ESTUCHE INTRO 2380 240 discos naranja rígidos surtidos + mandril

3M28602 **105,42 €**

MANDRIL, 3 UNIDADES

3M28620 **20,58 €**

REPOSICIÓN DISCOS FLEXIBLES, 85 UNIDADES

Negro, Grueso

3M28661 1981C Ø 9,5 mm. **44,80 €**

3M28665 1982C Ø 12,7 mm. **44,80 €**

Azul oscuro, Medio

3M28662 1981M Ø 9,5 mm. **44,80 €**

3M28666 1982M Ø 12,7 mm. **44,80 €**

Azul, Fino

3M28663 1981F Ø 9,5 mm. **44,80 €**

3M28667 1982F Ø 12,7 mm. **44,80 €**

Azul claro, X-Fino

3M28664 1981SF Ø 9,5 mm. **44,80 €**

3M28668 1982SF Ø 12,7 mm. **44,80 €**

REPOSICIÓN DISCOS RÍGIDOS, 85 UNIDADES

Naranja oscuro, Grueso

3M28605 1981C Ø 9,5 mm. **44,80 €**

3M28610 1982C Ø 12,7 mm. **44,80 €**

Naranja, Medio

3M28606 1981M Ø 9,5 mm. **44,80 €**

3M28611 1982M Ø 12,7 mm. **44,80 €**

Naranja claro, Fino

3M28607 1981F Ø 9,5 mm. **44,80 €**

3M28612 1982F Ø 12,7 mm. **44,80 €**

Amarillo, X-Fino

3M28608 1981SF Ø 9,5 mm. **44,80 €**

3M28613 1982SF Ø 12,7 mm. **44,80 €**

CLEANPOLISH Y SUPERPOLISH KERR

Pastas de profilaxis para el acabado, pulido y pulido a espejo. Tanto en dientes naturales como en dientes de resina y obturaciones en oro, amalgama y resina. Con CleanPolish obtenemos un acabado y pulido natural; con SuperPolish conseguimos un super acabado a espejo. Sin flúor. Sabor anís. Tubo.

360 Cleanpolish 50gr.

HN90515 **14,50 €**

361 Superpolish 45gr.

HN90516 **14,50 €**

Discos de pulido

OPTIDISC KERR

Nuevo disco para el acabado y pulido de alto rendimiento. Disco translúcido, mejora de la visibilidad de la superficie de trabajo. El disco fino le proporciona una mayor flexibilidad. Fabricado con poliéster impregnado con partículas de óxido de aluminio. Fijación estable entre disco y mandril, protegiendo los dientes próximos de marcas y daños en los tejidos. Capa abrasiva preparada para su uso. Bordes cortantes sin revestir. Diseño de mandril revestido, se coloca debajo de la superficie del disco para proteger la restauración de las marcas. Óptima transmisión del par de torsión al disco, no se desliza ni es sensible a las rpm. Disponible mandril más corto. Facilita el acceso a la zona posterior y a otras zonas de acceso restringido. Disponible en tres diámetros y 4 granulometrías diferentes por diámetro.

ESTUCHE INTRO 4200

240 discos surtidos 9,6 y 12,6 mm. extragruoso, grueso, fino, extrafino + 3 mandriles standard + 2 mandriles cortos + 1 Optishine

HN28602 **59,40 €**

KIT COMBINADO 4190

80 discos surtidos 15,9 mm. extragruoso, grueso, fino, extrafino

HN28632 **39,95 €**

KIT COMBINADO 4188

120 discos surtidos 12,6 mm. extragruoso, grueso, fino, extrafino + 1 mandril standard + 1 mandril cortos + 1 Optishine

HN28614 **56,80 €**

MANDRIL OPTIDISC STANDARD 195, 5 UNIDADES

HN28620 **27,30 €**

MANDRIL OPTIDISC CORTO 196, 5 UNIDADES

HN28621 **28,10 €**

REPOSICIÓN, 80 UNIDADES, Fase abrasión Contorno, Extragruoso. Negro

HN28605 4197 **37,60 €**

HN28610 4198 **37,60 €**

HN28639 4199 **37,60 €**

REPOSICIÓN, 100 UNIDADES

Naranja oscuro, Grueso/Medio

HN28606 4181 Ø 9,6 mm. **37,60 €**

HN28611 4184 Ø 12,6 mm. **37,60 €**

HN28636 4191 Ø 15,6 mm. **37,60 €**

Naranja claro, Fino

HN28607 4182 Ø 9,6 mm. **37,60 €**

HN28612 4185 Ø 12,6 mm. **37,60 €**


HN28637 4192 Ø 15,6 mm. **37,60 €**

Amarillo, Extrafino

HN28608 4183 Ø 9,6 mm. **37,60 €**

HN28613 4186 Ø 12,6 mm. **37,60 €**

HN28638 4193 Ø 15,6 mm. **37,60 €**



Discos de pulido

UNIGLOSS PASTE INTENSIV

Pasta de diamante de un solo paso especialmente indicada para el pulido final y mantenimiento de las restauraciones estéticas. Brillo resplandeciente de las superficies de todos los materiales dentales estéticos en tan solo 15 segundos. Se puede utilizar tanto con cepillos de Nylon como con copas de goma. Efecto tixotrópico. Uso seguro sin salpicaduras. Jeringa 2,5 gr.



IT90502	45,65 €
---------	---------

Tiras de pulido

TIRAS METÁLICAS HORICO

Corindón fijado galvánicamente en acero inoxidable en una sola cara. Antes de su empleo deben cortarse al largo deseado. Longitud 120 mm. Reposición 12 unidades.

C 304, 4 mm. ancho, 0,09 mm. grosor

HO26830	6,22 €
---------	--------

G 304, 4 mm. ancho, 0,015 mm. grosor

HO26840	6,22 €
---------	--------

C 306, 6 mm. ancho, 0,09 mm. grosor

HO26831	7,48 €
---------	--------

G 306, 6 mm. ancho, 0,15 mm. grosor

HO26841	7,48 €
---------	--------

G 308, 8 mm. ancho, 0,15 mm. grosor

HO26842	8,63 €
---------	--------

TIRAS SOF-LEX 3M ESPE

Tiras para el acabado y pulido de los espacios interproximales. Cada tira está compuesta por una zona central neutra y dos granulometrías distintas.

CAJA 120 UNIDADES 1956. Fini.Extrafino, ancho 4 mm.

3M26872	29,82 €
---------	---------

CAJA 150 UNIDADES 1954. Grueso-Mediano, ancho 4 mm.

3M26870	29,82 €
---------	---------

CAJA 100 UNIDADES 1954N. Grueso-Mediano, ancho 2 mm.

3M26871	29,82 €
---------	---------

OPTISTRIP KERR

Tiras para pulir y abrillantar todas las superficies interdentes. Rápido y mayor brillo en solo dos pasos. Indicado para restauraciones directas, incluidos composites, ionómeros de vidrio, amalgamas, metales preciosos y semipreciosos. Las partículas abrasivas tienen una forma optimizada que reduce el desgaste y conserva el filo para proporcionar una eficacia duradera. Disponible en dos diámetros (2 mm., 4 mm.) y dos granulometrías diferentes (acabado, pulido).

KIT Surtido 1990:4 x 50 tiras (acabado 2 mm., pulido 2 mm., acabado 4 mm., pulido 2 mm.)

HN26890	77,10 €
---------	---------

Tiras de pulido

TIRAS ACABADO Y PULIDO KERR

Tiras fabricadas en material plástico flexibles con partículas de óxido de aluminio para el acabado y el pulido. Disponibles en distintas granulometrías y anchuras. Parte central neutra y longitud total de 18,1 cm.

ESTUCHE INTRO 295. 50 unidades surtidas

HN26825	80,55 €
---------	---------

REPOSICIÓN, 100 UNIDADES

290 Grueso-Medio 1,9 mm. blanco/azul

HN26820	42,60 €
---------	---------

291 Fino-Xfino 1,9 mm. amarillo/rosado

HN26821	42,60 €
---------	---------

292 Grueso-Medio 3,9 mm. blanco/azul

HN26822	42,60 €
---------	---------

293 Fino-Xfino 3,9 mm. amarillo/rosado

HN26823	42,60 €
---------	---------



STRIPS METÁLICA-DIAMANTADAS INTENSIV

Strips metálicos diamantados con dos superficies de trabajo diferentes. Sujeción ergonómica. Ningún riesgo de lesiones de los tejidos blandos. La altura del Strip de 2,5 mm. permite asegurar la utilización también por debajo del punto de contacto. Zona central neutra que permite un paso no destructivo del punto de contacto. Esterilizables y reutilizables. PROXOSTRIP/PROXOSTRIP PLUS, Strips diamantados para un perfecto acabado y pulido de las superficies proximales, granulometrías 40 µm (rojo), 15 µm (amarillo). PROXO CONTOUR Strip diamantado para el modelado y acabado de las superficies proximales, granulometrías 60 µm (marrón), 40 µm (rojo). PROXO CONTOUR COARSE, Strip diamantado para el modelado y acabado de las superficies proximales, granulometrías 80 µm (azul), 40 µm (rojo). PROXO POLISH Strip diamantado para la eliminación de las pigmentaciones y brillo manual de las superficies proximales, granulometrías 15 µm (amarillo), 8 µm (naranja). Caja de 6 unidades.

PROXOSTRIP PX4015/6

IT26802	44,10 €
---------	---------

PROXOSTRIP PLUS PXP4015/6

IT26810	49,00 €
---------	---------

PROXO CONTOUR PXC6040/6

IT26813	56,70 €
---------	---------

PROXO CONTOUR COARSE PXCC 8040/6

IT26816	63,10 €
---------	---------

PROXO POLISH PXPO1508/6

IT26814	58,75 €
---------	---------



Tiras de pulido

METAL STRIPS GC

Tiras metálicas de acabado electrochapadas con partículas de óxido de aluminio. Indicado para el acabado de superficies interproximales de obturaciones, separación entre dientes y preparación de dientes pilares. Muy flexible y resistente al desgarro. Muy finas, para contactos interproximales estrechos. Esterizable en autoclave. Fácil de limpiar. Disponible en varios granulados (Nº 200 malla roja -preparación inicial-, Nº 300 malla azul -preparación-, Nº 600 malla verde -acabado-, Nº 1000 malla amarilla -pulido-) y anchos (2.6 mm, 3.3 mm., 4.0 mm.). Longitud 133 mm.

KIT Surtido. 12 tiras en todos los granulados y anchos

GC26851 **84,18 €**

REPOSICIÓN Surtida. 12 tiras (4 x 2,6 mm., 4 x 3,3 mm., 4 x 4,0 mm.)

GC26852 Nº200 Malla roja **84,18 €**

GC26853 Nº300 Malla azul

GC26854 Nº600 Malla verde

GC26855 Nº1000 Malla amarilla

REPOSICIÓN 12 tiras x 6 mm.

GC26854-1 Nº600 Malla verde **84,18 €**



EPITEX GC

Tiras de acabado y pulido. Fácil contorneado, acabado y pulido en espacios interproximales, apropiado para todos los ionómeros de vidrio y composites. Material flexible y extremadamente fino para contactos interproximales estrechos. Resistente a la rotura. Las partículas abrasivas están firmemente incrustadas en la superficie de la tira. Cuatro tipos de granulados. Práctico carrete de tiras. Textura gruesa: preparación. Textura media: preparación final. Textura fina: acabado. Textura ultrafina: pulido. Longitud 10 metros.

STARTER KIT Soporte con 4 carretes (gruesa, media, fina, ultrafina)

GC26825 **157,97 €**

REPOSICIÓN

GC26832 Matriz traslúcida, 8 mm. **31,77 €**

GC26826 Matriz gruesa (azul), 5 mm.

GC26827 Matriz media (verde), 5 mm.

GC26828 Matriz fina (gris), 5 mm.

GC26829 Matriz ultrafina (rojo), 5 mm.



Pulidores



MICROPULIDOR DE DIAMANTE POGO DENTSPLY

Pulidores sin pasta para el pulido de dientes posteriores. Proporciona un brillo excepcional en menos tiempo gracias a sus componentes diamantados. Indicado para cualquier tipo de restauración. Estuche 30 unidades.

DT27706 Discos **163,51 €**

DT28816 Copas

DT28817 Puntas

DT28815 Surtido



ENHANCE SYSTEM DENTSPLY

Sistema compuesto por abrasivos incorporados en una resina especial para el acabado y pulido de restauraciones hechas en composites, amalgamas, ionómeros, compómeros, etc. Disponible en tres formas: copa, punta y disco. Incluye dos pastas de pulido Prisma Gloss.

ESTUCHE INTRO 20 discos + 10 puntas + 10 copas acabado + 25 copas pulido + mandril + Jeringa Prisma Gloss + Jeringa Prisma Gloss Xfine

DT29202 **177,30 €**

100 copas de pulido + mandril

DT29212 **116,64 €**

30 discos pulido

DT29216 **83,10 €**

30 copas acabado

DT29210 **83,10 €**

30 puntas acabado

DT29214 **83,10 €**

Jeringa Prisma Gloss 4 gr.

DT90530 **58,16 €**

Jeringa Prisma Gloss Xfine 4gr.

DT90531 **58,16 €**



ENHANCE MULTI DENTSPLY

Nuevo sistema de acabado y pulido. Excelente pulido para todo tipo de composites. Sistema sencillo en solo dos pasos: Acabado y Pulido. Puede ser utilizado, al menos, 30 veces. Fácil de usar. Reposición 5 unidades.

DT29224 Copas acabado **40,29 €**

DT29219 Discos acabado

DT29226 Puntas acabado

DT29225 Copas pulido

DT29222 Discos pulido

DT29223 Puntas pulido



Pulidores

DIAPOLISHER PASTE GC

Pasta de pulido diamantada para composites y cerámica. Crea rápidamente una superficie perfectamente brillante. Efectiva a la hora de evitar la adherencia de la placa y la decoloración. Se quita fácilmente con agua. Pulir el composite o las superficies de cerámica a una velocidad y presión moderadas. Partículas de diamante ultrafinas (1 micra). Sabor a menta fresca. Jeringa 2 gr.

GC90502 **40,63 €**

PULIDORES COMPOSITE SHOFU

Piedras abrasivas para el acabado de porcelana, composites, etc. Gracias a su excelente acabado, presentan ausencia de vibraciones durante su utilización.

0302 KIT SURTIDO FG, 12 UNIDADES
3 punta verde + 3 llama verde + 3 punta blanca + 3 llama blanca

SH29002 **32,28 €**

REPOSICIÓN FG, 12 UNIDADES

SH29003 0101 Punta verde **29,62 €**

SH29004 0104 Llama verde

SH29005 0241 Punta blanca **29,87 €**

SH29006 0244 Llama blanca

REPOSICIÓN CA, 12 UNIDADES

SH29011 0052 Punta verde **25,98 €**

SH29012 0060 Llama verde **29,87 €**

SH29014 0223 Llama blanca

PULIDORES AMALGAMA SHOFU

Pulidores para restauraciones en amalgama impregnados con elementos de pulido para obtener un resultado rápido y brillante.

REPOSICIÓN CA, 12 UNIDADES

SH29031 0401 copa marrón **29,37 €**

SH29034 0403 punta marrón

SH29035 0404 punta verde

OPTRAPOL NG VIVADENT

Sistema avanzado de pulido en un solo paso, recomendado para el acabado y pulido de los composites más populares, compómeros, cementos de ionómeros de vidrio y amalgamas. Contienen hasta un 72% en peso de polvo de diamante, consiguiendo un alto brillo muy natural. Esterilizables en autoclave y se utiliza hasta 20 veces, reduciendo así, el costo por tratamiento. Disponible en llama pequeña, llama grande, copa y disco.

KIT SURTIDO, 18 UNIDADES
6 llama pequeña + 4 llama grande + 4 copas + 4 discos

VI27031 **92,05 €**

Pulidores

PULIDORES ASTROPOL VIVADENT

Sistema de acabado y pulido para compuestos con tres diferentes grados de abrasión en cuatro formas diferentes: llama pequeña, llama grande, copa y disco. Con este sistema se consigue un estupendo pulido incluso en materiales duros como los composites híbridos o microhíbridos.

KIT SURTIDO, 24 UNIDADES

VI90452 **85,25 €**

REPOSICIÓN VERDE, 6 UNIDADES

VI90481 Llama pequeña **20,55 €**

VI90483 Llama grande

VI90480 Copa

VI90482 Disco

REPOSICIÓN GRIS, 6 UNIDADES

VI90457 Llama pequeña **20,55 €**

VI90456 Llama grande

VI90458 Copa

VI90455 Disco

REPOSICIÓN ROSA, 3 UNIDADES

VI90486 Llama pequeña **15,40 €**

VI90487 Llama grande

VI90485 Copa

VI90488 Disco

OPTRAFINE VIVADENT

OptraFine es un nuevo sistema de pulido de diamante de alta eficacia para materiales cerámicos que ofrece una combinación única de uso altamente eficaz y resultados de pulido perfectos de una manera rápida y efectiva. Puede ser reutilizado hasta 10 veces.

KIT SURTIDO

VI27160 **115,00 €**

REPOSICIÓN

Llama

VI27163 P (10 unidades) **79,70 €**

VI27164 F (10 unidades)

Copa

VI27161 P (10 unidades) **79,70 €**

VI27162 F (10 unidades)

REPOSICIÓN Pasta Pulido

VI90555 **28,15 €**



Pulidores

PULIDORES AMALGAMA KERR

Sistema de acabado y pulido especialmente desarrollado para oro, amalgama, y aleaciones de metales preciosos. Dos fases de trabajo para conseguir un pulido a espejo. Utilización intermitente sin presión, con o sin spray, máximo 20.000 rpm.

4101/6 KIT SURTIDO PARA ACABADO 2 llama + 2 copa + 2 punta

ID28004 **12,10 €**

REPOSICIÓN 12 UNIDADES

ID28016 4041/12 Llama **27,25 €**

ID28018 4051/12 Copa

ID28020 4061/12 Punta

4601/6 KIT SURTIDO PARA PULIDO A ESPEJO 2 llama + 2 copa + 2 punta

ID28006 **12,10 €**

REPOSICIÓN 12 UNIDADES

ID28036 4541/12 Llama **27,25 €**

ID28038 4551/12 Copa

ID28040 4561/12 Punta

PULIDORES COMPOSITE KERR

Pulidores especiales para composite. Especialmente diseñados para la morfología individual de las piezas. Utilizar con spray y poca presión. Velocidad máxima 20.000 rpm.

5101/6 KIT SURTIDO PARA ACABADO 2 llama + 2 disco + 2 punta + 2 copa

ID27408 **20,50 €**

REPOSICIÓN 12 UNIDADES

ID27422 5021/12 Llama **34,00 €**

ID27490 5091/12 Disco

ID27452 5061/12 Minipunta **34,70 €**

ID27480 5071/12 Minipunta pequeña **34,70 €**

ID27432 5081/12 Copa

5501/8 KIT SURTIDO PARA PULIDO A ESPEJO
2 llama + 2 disco + 2 punta + 2 copa

ID27410 **20,50 €**

REPOSICIÓN 12 UNIDADES

ID27426 5421/12 Llama **34,00 €**

ID27491 5491/12 Disco

ID27456 5461/12 Minipunta

ID27484 5471/12 Minipunta pequeña

ID27436 5481/12 Copa

Pulidores

PULIDORES DIAMANTADOS COMPOSITE KERR

Los primeros pulidores diamantados elaborados con dos zonas: una zona azul activa impregnada con polvo de diamante y otra zona blanca pasiva no impregnada. Poseen una excelente relación calidad-precio. Consigue una superficie brillante y natural en composites, ionómeros y compómeros.

5601/6 KIT SURTIDO, 6 UNIDADES

ID27705 **20,90 €**

REPOSICIÓN, 12 UNIDADES

ID27706 5611/12 Disco **55,30 €**

ID27707 5621/12 Llama

ID27709 5681/12 Copa

ID27708 5691/12 Minipunta

PULIDORES DIAMANTADOS CERÁMICA KERR

Pulidores diamantados elaborados con dos zonas: una zona verde activa impregnada con polvo de diamante y otra zona blanca pasiva no impregnada. Poseen una excelente relación calidad-precio. Para utilizar directamente en boca.

5701/4 KIT SURTIDO, 4 UNIDADES

ID27300 **25,50 €**

REPOSICIÓN 6 UNIDADES

ID27304 5711/6 Disco **40,20 €**

ID27301 5721/6 Llama

ID27302 5781/6 Copa **40,95 €**

ID27303 5791/6 Minipunta

HAWE OCCLUBRUSH KERR

Cepillos con fibras especiales impregnadas con partículas de carburo de silicio, para el acabado y pulido final en un solo paso de composites, compómeros, ionómeros, cerámicas, etc. Se obtiene un resultado natural y estético de las restauraciones sin necesidad de utilizar pasta de pulido. No destruye el borde de las restauraciones. Gracias a sus diferentes formas se accede a todas las superficies.

2520 KIT SURTIDO 5 copas + 5 puntas + 5 copas pequeñas

HN90452 **107,50 €**

REPOSICIÓN 3 UNIDADES

HN90445 2503 Copa **23,85 €**

HN90446 2504 Copa pequeña **28,00 €**

HN90447 2505 Punta

