

CATÁLOGO  
14/15

Películas intraorales periapicales  
Películas con aleta de mordida  
Películas oclusales  
Películas extraorales  
Líquidos para revelado manual  
Líquidos para revelado automático  
Posicionadores de captadores  
Posicionadores de radiografías  
Delantales de plomo  
Varios

radiografía

## Películas intraorales periapicales

### AGFADENTUS M2 CONFORT HERAEUS KULZER

Película radiográfica con base de poliéter que garantiza una imagen de alta definición. Nueva emulsión que aporta mayor nitidez. Embalaje interior que facilita la manipulación incluso en la cámara oscura. Tamaño película 3 x 4 cm. Caja de 150 unidades.

HK73515 **65,00 €**



### DF 58 ULTRASPEED PERIAPICAL CARESTREAM

Película intraoral en envase individual de vinilo Super Poly-Soft color verde. Película de alto contraste que proporciona una alta calidad de imagen radiográfica. Tamaño película 3 x 4 cm. Caja 100 unidades.

KO73515 **52,99 €**



### DF 57 ULTRASPEED PERIAPICAL CARESTREAM

Película intraoral en envase individual de vinilo Super Poly-Soft color gris, conteniendo dos películas por envase. Tamaño 3 x 4 cm. Caja 130 unidades (doble)

KO73514 **68,99 €**



### DF 54 NIÑOS ULTRASPEED PERIAPICAL CARESTREAM

Película intraoral en envase individual de vinilo Super Poly-Soft color verde. Película de alto contraste que proporciona una alta calidad de imagen radiográfica. Tamaño película 2 x 3,5 cm. especial para niños. Caja 100 unidades.

KO73511 **43,99 €**



### IP 21 INSIGHT PERIAPICAL CARESTREAM

La película dental Insight reduce los tiempos de exposición así como la radiación que reciben sus pacientes, hasta un 60% menos de radiación que la clásica DF 58 Ultraspeed. Fondo azul de poliéster que proporciona mayor estabilidad ante posibles variaciones en las condiciones de revelado. Elevado contraste y alta sensibilidad. Envasadas individualmente en vinilo Super Poly-Soft, color rosa. Tamaño película 3 x 4 cm. Cja 150 unidades.

KO73528 **58,99 €**



### IP 01 NIÑOS INSIGHT PERIAPICAL CARESTREAM

La película reduce los tiempos de exposición así como la radiación que reciben sus pacientes, hasta un 60% menos que la clásica DF 54 Ultraspeed. Fondo azul de poliéster que proporciona mayor estabilidad ante posibles variaciones en las condiciones de revelado. Elevado contraste y alta sensibilidad. Cada película está envasada individualmente en vinilo Super Poly-Soft, color rosa. Tamaño 2 x 3,5 cm especial niños. Cja 100 unidades.

KO73527 **46,99 €**



## Películas con aleta de mordida

### DF 40 ULTRASPEED CON ALETA DE MORDIDA CARESTREAM

Película para radiografías oclusales, en envase individual de papel, con aleta de mordida. Película de alto contraste que proporciona una alta calidad de imagen radiográfica. Tamaño película 3 x 4 cm. Caja de 50 unidades.

KO73502 **59,99 €**



### DF 42 ULTRASPEED CON ALETA DE MORDIDA CARESTREAM

Película para radiografías oclusales, en envase individual de papel, con aleta de mordida. Película de alto contraste que proporciona una alta calidad de imagen radiográfica. Tamaño película 2,7 x 5,4 cm. Caja de 100 unidades.

KO73503 **114,99 €**



## Películas oclusales

### DF 50 ULTRASPEED OCLUSAL CARESTREAM

Película para radiografías oclusales, en envase individual de papel, con aleta de mordida. Película de alto contraste que proporciona una alta calidad de imagen radiográfica. Tamaño película 2,7 x 5,4 cm. Caja de 25 unidades.

KO73507 **51,99 €**



## Películas extraorales

### T-MAG-G CARESTREAM

Película extraoral estandar de sensibilidad verde. Proporciona una alta resolución, gran contraste y óptima velocidad. Posibilidad de revelado en sistemas automáticos o manual. Disponible en diversos tamaños para realizar ortho o tele-radiografías. Caja de 50 unidades.

KO73540 Tamaño 12,7 x 30,5 cm **65,99 €**

KO73542 Tamaño 15 x 30 cm **76,99 €**

KO73544 Tamaño 18 x 24 cm **73,99 €**



### EKTAVISION G CARESTREAM

Película extraoral de alto contraste con tecnología de baja interferencia que aumenta el detalle radiográfico. Velocidad mejorada para emitir una menor dosis de radiación. Puede obtenerse una velocidad de 250 con pantallas Lanex Medium o una velocidad de 400 con pantallas Lanex Regular y Ektavisión. Tamaño 15 x 30 cm. Caja de 50 unidades.

KO73570 **99,99 €**



## Líquidos para el revelado manual



### REVELADOR /FIJADOR RAPID ACCES CARESTREAM

Líquido para revelado manual en una solución lista para el uso, sin necesidad de dilución. Tiempo de revelado 15 segundos a una temperatura de 20°C. Fijación 30-60 segundos. Envase de 6 x 500 ml.

KO72556	Revelador	30,99 €
KO72555	Fijador	



### REVELADOR /FIJADOR CARESTREAM

Líquido concentrado para revelado manual. Diluir 1 parte de líquido en 3 partes de agua. Se recomienda cambiar el revelador y fijador al mismo tiempo, cuando el revelador se vuelve de color marrón o en un plazo máximo de tres semanas. El tiempo de revelado es de 5 minutos a una temperatura de 20°C pudiendo reducir el tiempo al aumentar la temperatura del líquido revelador. Fijación 10 minutos. Envase 500 ml.

KO72522	Revelador	8,99 €
KO72502	Fijador	

## Líquidos para el revelado automático



### READYMATIC CARESTREAM

Líquido para revelado en máquinas automáticas. Solución lista para el uso sin necesidad de diluir el producto. También puede utilizarse en reveladoras de sistema manual. La solución de la botella una vez abierta permanece activa durante treinta días.

Revelador		
KO72572	2 litros.	7,00 €
KO72573	5 litros.	16,00 €
Fijador		
KO72562	2 litros.	7,00 €
KO72563	5 litros.	16,00 €



### REVELADOR / FIJADOR SATELEC

Líquidos para reveladora automática X-Developer de Satelec. Producto listo para el uso.

SET QUÍMICO		
Revelador 2 x 3,8 litros + Fijador 2 x 3,8 litros		
SA72585		103,00 €

## Líquidos para el revelado automático

### SET QUÍMICO PARA PERIOMAT / XR04 DÜRR

Líquidos para el revelado y fijado de las radiografías intraorales en los sistemas automáticos Periomat y XR04.

SET QUÍMICO  
Revelador 4 x 250 ml. + Fijador 4 x 250 ml.

DU72580	58,57 €
---------	---------



### SET QUÍMICO PARA XR NEW DÜRR

Líquidos para el revelado y fijado de radiografías válidos para los modelos de reveladoras XR 24, XR 25 y AC 245 de Dürr. Concentrado para obtener 2 x 5 litros de revelador + 2 x 5 litros de fijador. Contiene esponjas limpiadoras. Set Químico.

DU72582	103,67 €
---------	----------



## Posicionadores de captadores

### KWIK-BITE SENSO 2700 KERR

Primer soporte de captador universal para radiografías con aleta de mordida. Es compatible Primer soporte de captador universal para radiografías con aleta de mordida. Es compatible a su dispositivo de sujeción patentado. Evita el desgarrar de la bolsa protectora contra las infecciones. Ofrece al paciente máxima comodidad e impide que muerda el cable del captador.

KIT Estándar 2700  
4 soportes de captador con anillo + dispositivo centrador

HN74045	203,85 €
---------	----------



### SUPER-BITE SENSO 2800 KERR

Nuevo soporte de captador universal para radiografías periapicales. Es compatible con todos los tamaños y tipos habituales. Rápida y sencilla colocación del captador gracias a su dispositivo de sujeción patentado. Su tope apical fijo garantiza una visibilidad completa de la región apical. Disponible en dos formatos, uno para dientes anteriores y otro para dientes posteriores.

KIT Estándar 2800  
2 Soportes anterior con anillo + 2 Soportes posterior con anillo + 2 Dispositivos de centrado

HN74026	203,85 €
---------	----------



## Posicionadores para captadores

### ENDO-BITE SENSO 2900 KERR

Soporte universal para posicionar captadores digitales de radiovisigrafía para endodoncias. Incluye dos tipos de soporte anterior y posterior para utilizar en los cuatro cuadrantes. Compatible con todas las marcas, tipos y tamaños de sensores de uso habitual. Esterilizable en autoclave.

KIT Estandar 2900  
2 Endo Bite Senso anterior con anillo + 2 Endo Bite Senso posterior con anillo + 2 dispositivos de centrado

HN74053 **203,85 €**

### PORTA PELÍCULAS RAYOS X 2720 KERR

Estuche surtido de soportes para captadores. Permite una uniformidad en la toma de radiografías digitales directas, de aleta de mordida, periapicales y de endodoncias. Sistema de fijación ajustable. Compatible con todas las marcas, tipos y tamaños de sensores habituales. Esterilizable en autoclave.

TEST Set 2720  
1 Kwik Bite Senso, 1 Super Bite Senso anterior + 1 Super Bite Senso posterior, 1 Endo Bite Senso anterior + 1 Endo Bite Senso posterior + 5 dispositivos de centrado

HN74034 **254,90 €**

## Posicionadores de radiografías

### PORTA PELÍCULAS TEST SET 1720 KERR

Estuche surtido de posicionadores para cubrir todas las necesidades en el diagnóstico radiográfico. La utilización de este sistema permite obtener imágenes sin distorsiones, pues la película no se dobla ya que el paciente no necesita sujetarla con su propia mano. También se elimina los errores de centrado gracias a su anillo de posicionamiento adaptable a todos los tubos de rayos-X. Esterilizable hasta 140°C.

TEST Set 1720  
1 Kwik-Bite + 1 Super-Bite Anterior + 1 Super-Bite Posterior + 1 Para-Bite + 1 Endo-Bite Anterior + 1 Endo-Bite Posterior

HN74033 **106,95 €**

### KWIK-BITE KERR

Posicionador de radiografías para la visualización de los espacios interdentes en dientes posteriores. Muy útil en el diagnóstico y control de caries interproximales, zonas pericoronales y también para determinar la orientación de la arcada alveolar. Posicionador disponible en versión con guía o anillo de centrado. Esterilizable hasta 140°C. Caja 15 unidades.

KWIK BITE 270 con guía  
HN74002 **73,00 €**

KWIK BITE 1780 con anillo  
HN74042 **59,15 €**

## Posicionadores de radiografías

### SUPER-BITE 1020 KERR

Posicionador con anillo de centrado para el control radiográfico incluyendo la zona periapical. Esterilizable hasta 140°C.

ESTUCHE 1020  
2 Super Bite Anterior + 2 Super Bite Posterior + 2 dispositivos auxiliares de centrado

HN74020 **89,30 €**

### SUPER-BITE KERR

Para el control radiográfico de los dientes anteriores y posteriores.

POSTERIOR 1020  
4 super-Bite posteriores con anillo + 1 dispositivo auxiliar de centrado

HN74024 **89,30 €**

### PORTA PELÍCULAS XCP-DS FIT DENTSPLY

Soporte universal elástico con clip de autoajuste. Diseño universal que se ajusta a cualquier sensor digital. Codificado con colores. Un único soporte para los sensores tamaño 1 y 2. Soporte rígido que mantiene el sensor en su posición adecuada. Bordes acolchados con silicona para una mayor comodidad del paciente. Bloque de mordida anterior más grueso. Esterilizable en autoclave hasta 300 ciclos. Su uso con el sistema posicionador XCP-ORA 3 en 1 simplifica la técnica de paralelas.

KIT HIGIENE + XCP-ORA  
1 XCP-Ora + 2 soportes XCP Fit anterior + 2 soportes XCP Fit posterior + 2 soportes XCP Fit aleta de mordida horizontal + 2 soportes XCP Fit aleta de mordida vertical  
DT74032 **181,00 €**

KIT XCP-ENDO (ENDODONCIA)  
Anillo Endo-verde + Brazo Endo Arm + 2 soportes Endo  
DT74038 **63,40 €**

KIT COMPLETO CON XCP-ORA + XCP-ENDO  
1 XCP-Ora + 2 soportes XCP Fit anterior + 2 soportes XCP Fit posterior + 2 soportes XCP Fit aleta de mordida horizontal + 2 soportes XCP Fit aleta de mordida vertical + Anillo Endo-verde + Brazo Endo Arm + 2 soportes Endo  
DT74031 **214,15 €**

REPOSICIONES  
DT74037-A Anterior, 2 soportes **32,08 €**  
DT74037 Posterior, 2 soportes  
DT74035 Aleta de mordida horizontal, 2 soportes  
DT74036 Aleta de mordida vertical, 2 soportes



## Posicionadores de radiografías



### ENDO-BITE 1790 KERR

Posicionador con anillo de centrado que permite realizar tomas radiográficas para visualizar instrumentos en el canal radicular, incluso en aquellos que sobresalen del diente durante una radiografía de control. Esterilizable hasta 140°C.

ESTUCHE 1790  
2 Endo Bite Anterior + 2 Endo Bite Posterior + 2 dispositivos auxiliares de centrado

HN74050 **119,90 €**



### PORTA PELÍCULAS XCP DENTSPLY

Sistema de portapelículas para la toma de radiografías que facilita una proyección de los rayos-X perpendicular al diente, gracias a su brazo metálico unido al aro y a las aletas de mordida. Esterilizable.

KIT Intro  
4 brazos indicadores surtidos + 4 anillos de enfoque + 16 soportes de películas

DT74081 **156,18 €**



### ALETAS BITE WING TABS

Portapelículas intraorales en la técnica con aleta de mordida. De fácil y rápida colocación gracias a su superficie autoadhesiva. Envase 500 unidades.

VA74001 **10,09 €**

## Delantales plomo



### DELANTAL PLOMO

Delantal para protección con la parte interna en plomo de 0,3 mm de espesor. Parte externa en vinilo, color beige, para una fácil limpieza. Disponible en versión para el operador y para el paciente incluyendo en este último el collarín.

Delantal Operador  
RN75004 **219,07 €**

Delantal Paciente + Collarín  
RN75002 **237,23 €**

## Porta radiografías



### PORTA RADIOGRAFÍAS E01 EURONDA

Fichas en material plástico transparente para almacenar y archivar las radiografías intraorales. 63 hojas con 16 compartimentos individuales. Incluye rotulador para plástico. Caja 1008 unidades + rotulador.

EU74502 **51,37 €**


## Porta radiografías

### PORTA RADIOGRAFÍAS DENTSPLY

Fichas en material plástico transparente para almacenar y archivar las radiografías intraorales. 63 hojas con 16 compartimentos individuales. Incluye rotulador para plástico.

CAJA 100 unidades x 6 ventanas  
DT74505 **46,08 €**

CAJA 100 unidades x 16 ventanas  
DT74506 **61,87 €**



## Varios de radiografía

### SILVERLESS SEPTODONT

Quitamanchas específico para líquidos radiográficos. Elimina las manchas, sobre la ropa y la piel, de sales de plata o permanganato. No provoca quemaduras, no es irritante ni caústico. Envase 60 ml.

SE79020 **29,15 €**



### PINZAS PORTA RADIOGRAFÍAS MESTRA

Pinzas fabricadas en acero inoxidable para sujetar las películas radiográficas. Envase 12 unidades.

ME74520 **30,28 €**



### REVELADORA MANUAL MESTRA

Cámara oscura fabricada en plástico inyectado con filtro solar. Para el proceso manual de revelado de las radiografías intraorales. Fácil ubicación gracias a sus reducidas dimensiones. Incorpora tres vasos portálquidos y dos pinzas para radiografías. Medidas 23 x 36 x 21 cm.

ME73002 **186,62 €**



### REVELADORA MANUAL NA1015 EURONDA

Cámara oscura para el proceso manual de revelado, fijado y lavado de películas radiográficas intraorales. No precisa energía eléctrica ni necesita calentar los líquidos. Dotada de cuatro vasos en el interior. Puede utilizarse con luz ambiental sin estar emplazada en cuarto oscuro. Medidas 32 x 44 x 29 cm. Peso 4,6 kilos.

EU73002 **228,00 €**

